

NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
BACT-TRAP™ MINI		Katalogové číslo:
Anesteziologie – A	Klasifikace ZP: IIa	43.009.07.055

Tidální objem (V_T) - doporučený rozsah	50-900 ml
Tlaková ztráta	15 l/min. = 60 Pa 30 l/min. = 150 Pa 60 l/min. = 340 Pa
Mrtvý prostor	31 ml
Bakteriální a virová filtrace *	>99,999 %
Hmotnost	13,0 g

* Údaje pro účinnost filtru jsou výsledkem testování bakteriální (BPE) a virové (VPE) výkonnosti filtru v Nelson Laboratories Inc.

Bact-Trap™ je filtr pro dýchací systém vyhovující nejvyšším standardům filtrace a izolace pacientů před potencionálně nebezpečnými bakteriemi a viry. Tento produkt neobsahuje přírodní latex ani keramikou potažená vlákna.

Popis

Jednorázový bakteriální/virový filtr pro použití při anestezii a v intenzivní péči. Sterilizován EO pokud je odpovídajícím způsobem zabalen a označen.

Indikace

Izolace pacienta před bakteriální a virovou kontaminací, prevence křížové kontaminace. Ochrana ventilátorů, resuscitátorů, měřících přístrojů atd. před kontaminací.

Upozornění

Filtr je určen pro jednorázové použití.

Kónické napojení Bact-Trap™ filtrů připojujte pečlivě k dalším dýchacím komponentům, vyhněte se tak občasnému odpojení a prosakování.

Přídavný mrtvý prostor musíte brát v úvahu v případě, že se filtr používá jako součást dýchacího systému. Při použití v kombinaci s nebulizátorem musíte pečlivě sledovat tlakovou ztrátu a v případě potřeby filtr okamžitě vyměnit. Filtr musíte vyměnit každých 24 hodin nebo častěji v případě zvýšeného odporu. Okamžitě vyměňte v případě, že filtr je znečištěný nebo ucpaný sekretem.

Nepoužívejte sterilní filtr v případě, že je obal poškozený.

Zlikvidujte dle nemocničních standardů.

Varování

Nenamáčejte, neoplachujte, nemyjte, nesterilizujte ani neošetřujte filtr tekutými dezinfekčními prostředky. Opakovaně použitý filtr v dýchacím okruhu pacienta je zdrojem křížové kontaminace.



Pharma Systems AB
Rubanksgatan 9, S-74171, Knivsta, Sweden
www.pharmasystems.se info@pharmasys.se
T.+4618 349500 F.+4618 349530

CE 0413

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. 541 422 070, fax 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

Rev. INS-510 ver10 datum vydání: 2012-01-05