

 EE smith&nephew SKIN-PREP[®] Kaitsva sideme aplikaatorid STERILE R Mitte kasutada, kui pakend on olnud avatud või kahjustatud. Hasnatamine SKIN-PREP[®] on vedelik, mis kuivamisel moodustab õhukese kaitsekile. Paigalda SKIN-PREP ja lase sellel kuivada. Vedelik tuleb kanda vigastamata nahale kaitsmaks nahka dreenide ja kateetrite korral, oostoomia ümbruses ja kleepuvate sidemete all. Toode on aprobeeritud pediaatrite poolt. Hoiatused Kasutada vastavalt juhendile. Ainult välispidiseks kasutamiseks. Mitte kasutada lahtistele haavade või limaskestadele. Toodet ei soovitata kasutada tundlikel aladel, näiteks näo ja silma piirkonnas. Vältida silma sattumist. Juhustliku kokkupuute korral loputage silmi rohke veega. Aur võib olla kahjulik. Tuleohhtik. Kasutada hea ventilatsiooniga kohas ja vältida tuleleegi või süttimisallika nt elektrokoagulatsiooniseadme lähedust. Hoida lastele kättesaamatus kohas ° Kaubamärk Smith & Nephew	 HU smith&nephew SKIN-PREP[®] Bőrvédő törlőkendő STERILE R Csak a sérülésmentes csomagolású termék használható. Használati utasítás A Smith & Nephew SKIN-PREP[®] egy folyékony filmréteget képző termék. A SKIN-PREP kendő használatát követően hagyja teljesen megszáradni a bőrfelületet. A sértetlen bőrfelületen alkalmazva védőréteget képez a dréncsővek és külső katéterek rögzítésé helyein, a szótma környékén és az öntapadó kötszerek alatt. Gyermekorvos által tesztelt. Figyelmeztetés Csak az utasításoknak megfelelően használható. Kizárólag külső használatra. Ne használja nyílt sebekben vagy nyálkahártyán. A termék használata nem ajánlott érzékeny területeken, mint pl. az arcon és a szemek környékén. Kerülje a szemmel történő érintkezést. Szembe kerülés esetén bő vízzel mossa ki a szemet. Gőze káros lehet. Gyúlékony. Jól szellőztethető területen használja és ne használja nyílt láng vagy gyújtóforrás közvetlen közelében pl. elektrokoagulációs folyamatoknál. Gyermekektől elzárva tartandó. ° A Smith & Nephew védjegye	 LT smith&nephew SKIN-PREP[®] Apsauginės tvarstymo servetėlės STERILE R Nenaudoti jeigu pakuotė atidaryta arba pažeista. Naudojimo būdas Smith & Nephew SKIN-PREP[®] padengia odą skysta apsaugine plėvele. Naudoti ant paruoštos, švarios ir sausos odos. Uždėjus ant nepažeistos odos, servetėlė ją padengia plėvele, apsaugančia drenavimo vamzdelių ir išorinių kateterių tvirtinimo vietas po pleistru. Ispėjimai Naudoti tik pagal paskirtį. Tik išoriniam naudojimui. Nenaudokite ant atvirų žaizdų ar gleivinių. Produktu nerekomenduojama naudoti paruošiose srityse, pavyzdžiui, aplink veidą ir akis. Vengti patekimo į akis. Atsitikinai patekus į akis, skubiai ir gerai praplauti vandeniu. Garai gali būti kenksmingi. Medžiaga degi. Naudokite gerai vėdinamoje patalpoje ir nenaudokite šalia liepsnos ar galimų ugnies šaltinių t.y. elektros prietaisų ar jais atliekamų procedūrų metu. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. ° Smith & Nephew prekinis ženklas	 LV smith&nephew SKIN-PREP[®] Pārsēju aizsargsalvetes STERILE R Nelietot, ja iesaiņojums bojāts. Lietošanas pamācība Smith & Nephew SKIN-PREP[®] ir šķidrš aizsargplēvi veidojošs produkts. Pielieto SKIN-PREP aizsargplēves salveti un ļauj pilnībā nožūt. Pēc pielietošanas uz veselās ādas tas veido aizsargplēvi, kas aizsargā ādu drenas cauruļu un ārējo katetru fiksācijas vietās, stomām apkārtnē ādu un ādu zem adhesīvajiem pārsējiem. Pediatriski pārbaudīts. Uzmanību Lietojiet tikai saskaņā ar pamācību. Tikai ārīgai lietošanai. Nelietot uz vaļējām brūcēm un glotādām. Produktu nav ieteicams lietot uz jūlgas ādas, kā arī ap seju un acīm. Sargāt acis. Ja products ir nonācis acīs, nekavējoties izskaloj ar ūdeni. Izgarojumi var būt kaitīgi. Viegli uzliesmojošs. Lietojiet tikai labi ventilētās telpās un izvairīties lietot atklātās liesmas vai aizdegšanas avotu tuvumā,t.i. elektrokoagulācijas procedūras gadījumā. Sargāt no bērniem. ° Smith&Nephew Preču zime	 PL smith&nephew SKIN-PREP[®] Chusteczki tworzące warstwę ochronną na skórze STERILE R Nie stosować, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone. Wskazania do stosowania Chusteczki Smith & Nephew SKIN-PREP[®] są nasączone płynem tworzącym na skórze warstwę ochronną. Przetrzyj skórę chusteczką SKIN-PREP i pozostaw do całkowitego wyschnięcia. SKIN-PREP powinien być stosowany na nieuszkodzonej skórze w celu ochrony miejsca umocowania drenu lub cewnika zewnętrznego. Produkt może być stosowany jako dodatkowa ochrona skóry, znajdującej się pod opatrunkiem przyklepnym. Testowany przez lekarzy pediatrów. Ostrzeżenia Używać tylko zgodnie z zaleceniami. Tylko do użytku zewnętrznego. Nie stosować na otwarte rany i błony śluzowe. Produkt nie jest zalecany do stosowania w miejscach wrażliwych, takich jak okolice oczu i twarzy. Unikać kontaktu z oczami. W razie przypadkowego kontaktu przemyć oczy dokładnie wodą. Nie wdychać, gdyż opary mogą być szkodliwe. Łatwopalny. Używaj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i unikać używania w pobliżu ognia i źródeł zapłonu tj. procedury elektrokoagulacji. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. ° Znak handlowy Smith & Nephew	 RO smith&nephew SKIN-PREP[®] Pansamente protectoare de șters STERILE R A nu se folosi daca pachetul este deschis sau deteriorat. Instrucțiuni de folosire Smith & Nephew SKIN-PREP este un produs care formează o peliculă de lichid. Aplicați servetelul SKIN-PREP și lasați zona sa se usuce bine. Atunci când este aplicat pe pielea intactă acesta formează o peliculă protectoare la nivelul pielii, care protejează punctele de fixare ale tuburilor de drenaj și catetelor externe, marginile zonei de ostomie și suprafața de sub pansamentele adezive. Atentionari Folosiți numai așa cum este indicat. Doar pentru uz extern. A nu se aplica pe plagi deschise sau mucoase. Produsul nu este recomandat pentru folosirea pe zonele sensibile precum zona feței sau cea din jurul ochilor. A se evita contactul cu ochii. In caz de contact accidental, spălați bine cu apa. Vaporii pot fi nocivi. Inflamabil. A se folosi in zone bine ventilate si evitati utilizarea langa flacara sau o alta sursa de aprindere, ex. Proceduri cu electrocauterul. A nu se pastra la indemana copiilor. ° Marca înregistrară Smith & Nephew	 RU smith&nephew SKIN-PREP[®] Защитные салфетки STERILE R Не применять если упаковка вскрыта или повреждена. Показания к применению После применения салфетки SKIN- PREP[®] место обработки должно высохнуть. При нанесении на неповрежденную кожу жидкость образует на поверхности кожи прочную защитную пленку. Данная пленка служит для предотвращения повреждений кожи в местах фиксации дренажных трубок, наружных катетеров, вокруг стомы и под клеящими повязками. Изделие проверено в педиатрической практике. Меры предосторожности Использовать только по показаниям. Не применять на открытые раны или слизистые оболочки. Продукт не рекомендован к применению на участках с чувствительной кожей например на лице или вокруг глаз. Избегайте попадания в глаза. При попадании в глаза хорошо промойте водой. Испарения могут обладать раздражающим действием. Горючий материал. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях, не применять в случае открытого огня или электрокоагуляции. Держать вдали от детей. ° Торговая марка Smith & Nephew
 SI smith&nephew SKIN-PREP[®] Zaščitni obvezilni robčki STERILE R Ne uporabljajte, če je embalaža odprta ali poškodovana. Indikacije za uporabo Smith & Nephew SKIN-PREP[®] vsebuje tekočino, ki ustvari zaščitni sloj. Uporabite robček SKIN-PREP in počakajte, da se nanos povsem posuši. Ob nanosu na nepoškodovano kožo se ustvari prek kože zaščitni sloj za nameslitev drenov in zunanjih katetrov ob stomah in drugih samolepilnih prevez. Pediatrično testirano. Opozorila Uporabljajte samo v skladu z navodili. Samo za zunanjo uporabo. Ne uporabljajte na odprtih ranah ali sluznici. Uporaba izdelka se ne priporoča na občutljivih predelih, na primer na obrazu in okrog oči. Preprečiti stik z očmi. Če pride v stik z očmi, oči sperite z veliko vode. Hlapi so lahko škodljivi. Vnetljivo. Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih in ne uporabljati v bližini ognja ali virov žiga, npr. pri postopkih z elektrokoavertizatorjem. Hraniti zunaj dosega otrok. ° Blagovna znamka Smith & Nephew	 SK smith&nephew SKIN-PREP[®] Ochranné krycie podušky STERILE R Nepoužívajte, ak je balenie otvorené alebo poškodené. Kullanım talimatı Smith & Nephew SKIN-PREP[®] je tekutý výrobek, ktorý vytvára ochrannú vrstvu. Použite obrúsky SKIN-PREP a nechajte zaschnúť. Pri použití sa na pokožke vytvorí ochranná vrstva na ochranu fixovania miest výtoku, externých katéterov, v okolí stomických miest a pod príľnavým krytím. Testované pediatrami. Upozornenie Používajte podľa návodu na použitie. Len na vonkajšie použitie. Nepoužívajte na otvorené rany alebo sliznice. Výrobok nie je vhodný na citlivé partie ako je napríklad oblasť tváre a očí. Vyhňte sa kontaktu s očami. V prípade náhodného kontaktu vypláchnite dôkladne oči vodou. Výpary môžu byť škodlivé. Horľavý. Používajte v dobre vetranom priestore a vyhňte sa používaniu v blízkosti ohňa a iných zdrojov tepla napríklad elektrokoagulácia. Uchovajte mimo dosahu detí. ° Ochranná známka firmy Smith & Nephew	 TR smith&nephew SKIN-PREP[®] Koruyucu pansuman mendilleri STERILE R Paket açılmış ya da hasar görmüş ise kullanmayınız. Kullanım alanları Smith & Nephew SKIN-PREP[®], sıvı film oluşturan bir üründür. SKIN-PREP 'i sürün ve kurumaya bırakın. Bozulmamış deriye uygulandığında, drenaj tüplerinin ve harici kateterlerin fiksasyon bölgelerinin korunması için, ostomi bölgelerini ve yapışkan pansumanların altını kapatarak koruyucu bir film tabakası yaratır. Çocuk doktorları tarafından test edilmiştir. Uyarılar Kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Yalnızca harici kullanım içindir. Açık yaralara veya mukoza membranlarına uygulamayın. Bu ürünün göz ve yüz çevresi gibi hassas bölgelere uygulanması önerilmemektedir. Göze temas edilmesinden kaçının. Kazara göze temas ederse bol su ile yıkayın. Buhanı zararlı olabilir. Yanıcıdır. İyİ havalandırılan yerlerde kullanın ve ateş yakınında veya elektrokoter uygulamaları gibi tutuşturucu madde içeren malzemelerin yakınında kullanmaktan kaçının. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. ° Ticari Markasıdır Smith & Nephew	 UK Smith & Nephew Healthcare Limited, Healthcare House, 101 Hessele Road, Hull HU3 2BN. Tel: 01482 222200. AUSTRALIA Smith & Nephew Pty Ltd., 315 Ferntree Gully Road, Mount Waverley, PO Box 242,Victoria 3149. Tel (03) 8540 6777. AUSTRIA Smith & Nephew GmbH, Concorde Business Park C3, A-2320 Schwechat. Tel: +43 (0)1 707 91 02. BELGIUM Smith & Nephew N.V.-S.A., Hector Henneulaan 366 - 1930 Zaventem. CANADA Smith & Nephew Inc., 2280 Argentinia Road, Mississauga, ON L5N 6H8. Tel: 1 800 463 7439. CHINA Smith & Nephew Ltd, 12F Headquarters Building, 168 Xizang Road (M), Huangpu District, Shanghai 200001. Tel (21) +86 21 2330 3000. DENMARK Smith & Nephew A/S, Slotsmarken 14, 2970 Hørsholm. Tel: +45 45 80 61 00. EASTERN EUROPE Smith & Nephew GmbH, Concorde Business Park C3, A-2320 Schwechat. Tel: +43 (0)1 707 91 02. FRANCE Smith & Nephew SAS, 25 bd Alexandre Oyon 72019 LE MANS Cedex 2. Tél: 02 43 83 23 23 FINLAND Smith & Nephew Oy, Äyritie 12 C, 01510 Vantaa. +358 207 866 300. GERMANY Smith & Nephew GmbH, Friesenweg 4/ Haus 21, 22763 Hamburg. Tel: 040 879744-0. GREECE Costas A. Papaellinas (Hellas) SA, 26th km, Paeanias - Markopoulou Ave, PO Box 182, 19400 Koropi. Tel: 662 6201-7.	 HONG KONG Smith & Nephew Ltd., Unit 813-816, 8/F, Delta House, 3 On Yiu Street, Shatin, N.T. Tel: (852) 2648 7700. INDIA Smith & Nephew Healthcare Pvt. Ltd., 203B, Dynasty Business Park, Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400059. Tel: +91 22 3308 3000 / 4005 5090. INDONESIA PT Smith & Nephew Healthcare, Total Building, 5th Floor, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav 106A, Jakarta 11440. Tel: 21 5680521. IRELAND Smith & Nephew Limited, Carraig Court, George's Avenue, Blackrock, Co. Dublin, Tel: 01-217 0444. ITALY Smith & Nephew S.r.l. - via De Capitani 2A, 20864 Agrate Brianza (MB). Tel: +39 039 60941. JAPAN Smith & Nephew Wound Management KK, 2-4-1 Shiba Park, Minato-ku, Tokyo 105-0011 Japan. Tel: 03-5403-8930. KOREA Smith & Nephew Ltd, 13F, ASEM Tower 517, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, Korea (135-798). Tel: 2 6001 7575. MALAYSIA Smith & Nephew Healthcare Sdn.Bdh, Menara Merais, 9th Floor, 1, Jalan 9/13, Petaling Jaya 46300, Selangor. Tel: 03-7958 7103. MALTA Cherubino Ltd, Delf Building, Sliema Road, Gzira. Tel: 21 343270. MEXICO Smith & Nephew, SA de CV, Patricio Sanz No. 442, Colonia del Valle, C.P. 03100, México D.F., Tel. 53 40 22 60.	 MIDDLE EAST Smith & Nephew FZE, 4th Floor National Bank of Abu Dhabi Building, Al Jazari Building 47, Dubai Healthcare City - District 8, PO Box 9715, Dubai, U.A.E. Tel: 971 4 4299111. NETHERLANDS Smith & Nephew B.V., PO Box 525, 2130 AM Hoofddorp, Kruisweg 637, 2132 NB Hoofddorp, Tel: (+31) 01 20 6543999. NEW ZEALAND Smith & Nephew Limited, PO Box 442 Auckland 1140, 621 Rosebank Road Avondale, Tel: 9 828 4059. NORWAY Smith & Nephew A/S, PO Box 224, Nye Vakas vei 64, 1379 Nesbru. Tel: 66842020. PAKISTAN BSN Medical (PVT) Ltd, A/69 SITE, Manghopir Road, PO Box 3659, Karachi 75700. Tel: + 92 21 32561176-77. POLAND Smith & Nephew Sp z o.o., Ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Tel: +48 22 360 41 20. PORTUGAL Smith & Nephew Lda., Estrada Nacional nº 10, Km 131, Parque Tejo - Bloco C, 2625-445 Forte da Casa. Tel: +351 214 460 650. SINGAPORE Smith & Nephew Pte Ltd, 1 Jalan Kilang Timor, #08-03/05 Pacific Tech Centre, 159303. Tel: 270 0552. SOUTH AFRICA Smith & Nephew (Pty) Limited, 30 The Boulevard, West End Office Park, Westville, 3629. Tel: 031 2428111. SPAIN Smith & Nephew SAU, Fructuós Gelabert, 2-4, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona. Tel: 93 373 73 01. SWEDEN Smith & Nephew AB, Box 143, Kråketorpsgatan 20, 43122 Mölndal. Tel: 031-746 58 00.	 SWITZERLAND Smith & Nephew AG, Glutz Blotzheim-Str.1, CH-4502 Solothurn. Tel: 32 624-5660. TAIWAN (R.O.C.) Smith & Nephew (Overseas) Ltd., Taiwan Branch, 9F-3, No. 130, Sec. 2, Jhonghsiao East Road, Taipei City. Tel: 886 2 3322 5020. THAILAND Smith & Nephew LTD, 344/3 Soi Rongrien Yupun, Rama IX Road, Kwang Bangapi, Khet Huay Kwang, Bangkok 10310. Tel: 2 719 6221-27. TURKEY Smith & Nephew Ltd Şti., Orkide Sokak No:8/E, Bağceköy 34473, İstanbul. Tel: +90 212 226 22 55. UNITED STATES Smith & Nephew, Inc., Advanced Wound Management, 3909 Hulen Street, Fort Worth, TX 76107. Customer Care Center: 1 800 876-1261. VENEZUELA Ace Sales Corp, 8085 NW 68th Street, Miami, Florida 33166. Tel: 305.835.0310.