

NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
SOUPRAVA NA ODBĚR TRACHEÁLNÍHO SEKRETU		Katalogové číslo:
A-Anesteziologie	Klasifikace ZP: IIa	07.098.00.000

Popis

Souprava k odběru tracheálního sekretu s trychtýřem, regulací vakua a plastovou transparentní zkumavkou o objemu 10 ml.

Použití

Souprava se používá k odsávání tracheálního sekretu.

Opakované použití

Viz značky na obalu:

Nepoužívejte opakovaně!

Sterilizace

Viz značky na obalu:

Neprovádějte opětovnou sterilizaci, sterilizováno ethylenoxidem.

Nepoužívat, jestliže je balení poškozeno.



Výrobce:



P.J. Dahlhausen & Co. GmbH

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

www.dahlhausen.de

Distributor:



Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. 541 422 070, fax 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz