

GAMMEX® Latex

CHIRURGICKÉ RUKAVICE

Latexová bezpudrová chirurgická rukavice nabízející bezkonkurenční kombinaci pohodlí, ochrany a citlivosti

Tyto rukavice jsou zhotoveny s použitím patentovaných forem a materiálů společnosti Ansell. Optimálně padnou na ruku a současně jsou pohodlné při vynikající dotykové citlivosti, takže rukavici vnímáte jako druhou kůži. Tyto rukavice nastavují nejvyšší standardy, které zdravotnickým pracovníkům umožňují nejlepší výkony.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- Díky patentovanému materiálu je tato chirurgická rukavice měkká a i přes svou robustnost zachovává citlivost
- Vyrobeno s použitím jedinečných anatomických forem společnosti Ansell pro zlepšení pohodlí a padnutí na ruku, což pomáhá snižovat únavu rukou
- Tvarované polštářky na konečcích prstů pro zlepšení citlivosti konečků prstů
- Doplňující procesy čištění zajišťují, že rezidua latexových proteinů a chemických akcelérátorů budou nízká, takže se minimalizuje riziko rozvoje alergie typu I na latex a alergií typu IV na chemické látky a rozvoje kožní senzitivity.
- Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky a širokým spektrem chemických látek používaných v nemocnicích*

UPOZORNĚNÍ: Bezpečnost použití těchto rukavic jedinci senzibilizovanými na latex nebyla stanovena. Tento produkt obsahuje přírodní latex, který může vyvolat alergické reakce.

*Informace o době průniku specifického chemoterapeutika a příslušná doporučení poskytne na vyžádání zákaznická služba společnosti Ansell.

DOPORUČENY PRO

- Navlékání za vlhka
- Mimořádné pohodlí při dlouhých procedurách
- Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky
- Při nošení dvojích rukavic použijte jako vnější rukavici

POUŽITÉ TECHNOLOGIE

SUREFIT™
Cuff Roll-down Technology

DERMASHIELD™
Polymer Coating Technology

PEARL™
Protein Leaching Technology

ART™
Advanced Rheology Technology



GAMMEX® Inovace, která chrání

Chirurgické rukavice GAMMEX® byly vytvořeny jako inovace a navrženy jako odpověď na vyvíjející se potřeby komunity chirurgů. Zdravotníci z celého světa svěřují své ruce nám díky našim jedinečným materiálům a špičkovým technologiím, ergonomickému pohodlí a vynikající ochraně.

GAMMEX[®] Latex

CHIRURGICKÉ RUKAVICE

INFORMACE O PRODUKTU

Materiál	Přírodní latex
Obsah pudru	Bezpudivé
Barva	Krémová
Tvar	Anatomický tvar s rovnými prsty
Vnitřní povrch rukavic	Potaženo polymerem s použitím technologie DERMASHIELD™
Vnější povrch rukavic	Hladké s povrchovou mikrotextrou
Provedení manžety	Rovná s použitím technologie SUREFIT™
Tloušťka	Standardní
Citlivost úchopu	Střední
Prevence alergie	Žádná
Doporučení ohledně nošení dvojích rukavic	Vnější rukavice
Nepřítomnost dírek (AQL)	Výrobní kontrola před balením: 0,65 (kontrolní úroveň GII), výroba konečné verze: 0,65 (kontrolní úroveň GI)
Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky	Ano, v souladu s ASTM D6978 (neuvedeno v US FDA 510K)

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	5 ½	6	6 ½	7	7 ½	8	8 ½	9	9 ½
Produktový kód Ansell	330048055	330048060	330048065	330048070	330048075	330048080	330048085	330048090	330048095

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Balení	50 párů v boxu; 4 boxy v kartonu/krabici; 200 párů v kartonu/krabici
Životnost při uskladnění	3 roky
Pokyny pro skladování	Chraňte před přímým slunečním světlem. Skladujte na chladném a suchém místě. Chraňte před ohněm a zdrojem ozónu.

NORMY A CERTIFIKACE

Produktové normy	EN 455 část 1-4, EN 374 část 1-3, EN 420, ISO 10282, AS/NZS 4179, JIS T9107
Normy pro kvalitu / životní prostředí	ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 11137-část 1, EN 556

Ohledně objednávek nebo dalších informací se obraťte na obchodního zástupce společnosti Ansell.

Severní Amerika

USA Tel.: 800 952 9916
CA Tel.: 1-844-494-7854
E-mail: insidesalesus@ansell.com

Střední a Jižní Amerika

Tel.: +52(442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Brazílie
Tel.: +55 11 3356 3100
E-mail: luvas.medicas@ansell.com

Evropa, Blízký východ a Afrika

Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asie/Pacifik

Tel.: +603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

Austrálie a Nový Zéland

Tel.: +61 3 9270 7270
E-mail: protection@ap.ansell.com