

GAMMEX® Latex Underglove

Přírodní latex, bezpudrové, sterilní

Datum vydání 19-02-2020

POPIS PRODUKTU

Materiál	Přírodní latex
Barva	Zelená
Tvar	Anatomický
Manžeta	Rovná s použitím technologie SUREFIT™
Vnější povrch	S mikrotexturou, chlorovaný, silikonizovaný
Vnitřní povrch	Potažený s použitím technologie HydraSoft®

FYZICKÉ VLASTNOSTI

Thloušťka (jedna stěna)	Prst	0,215
Typická průměrná hodnota (mm)	Dlaň	0,200
	Manžeta	0,200
Minimální délka (mm)	295	
Síla (průměrné hodnoty)	před stárnutím	po stárnutí
Protažení do roztržení (%)	828	848
Síla při roztržení (N)	14,4	14,2

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Balení	4 x 50 párů / 200 párů v krabici
Skladovatelnost	3 roky
Pokyny pro skladování	Chraňte před přímým slunečním světlem. Skládajte na chladném a suchém místě. Chraňte před ohněm a zdrojem ozónu.

KÓDY PRODUKTU

Velikost / kód produktu	5.5	330050055	6	330050060
	6.5	330050065	7	330050070
	7.5	330050075	8	330050080
	8.5	330050085	9	330050090

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- Snadné navlékání
- Vylepšená ochrana v kombinaci s jinou rukavicí
- Udržuje vlhkost a rehydrataci pokožky
- Zelená barva, při nošení dvojích rukavic lze snadno identifikovat poškození rukavice

VÝROBNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY

AQL (nepřítomnost dírek)	• Testováno na průnik vody • AQL 0,65 (kontrolní úroveň I)
Obsah proteinu	Velmi nízká úroveň: 30 µg/g nebo méně celkového extrahovatelného proteinu (EN 455-3)
Pyrogenita	Neobsahuje pyrogeny podle ISO 10993-11
Primární podráždění pokožky	Nenalezeny žádné primární iritanty dle předepsaných směrnic FHSA 16 CFR 1500
Senzitivizace pokožky	Žádný důkaz opožděné kontaktní senzitivizace pokožky dle ISO 10993-10
Virální průnik	• Vyhovuje ASTM F 1671 při použití Phi X 174 • Vyhovuje ISO 16604 při použití Phi X 174 • Vyhovuje LGM/CDRH (FDA) při použití Phi X 174
Průnik cytostatik	• ACPP testováno v dynamických podmínkách • Testováno v souladu s EN 374-3
Sterilizace	25 kGy Gamma záření
Označení CE	Osobní ochranný prostředek: kat. III Zdravotnický prostředek: třída IIa
Shoda s produktovými normami	EN 455 část 1, 2, 3, 4 EN 420 EN ISO 374-1 EN 374-2 EN 16523-1 EN 374-4 EN ISO 374-5
Výrobní normy	EN 556 ISO 11137-1 ISO 13485 ISO 14001 ISO 9001
Certifikační orgán	British Standards Institution (2797): ZP Centexbel (0493): OOP

PIKTOGRAMY

