

GAMMEX® Latex Underglove

CHIRURGICKÉ RUKAVICE

Latexová bezpudrová zelená vnitřní chirurgická rukavice pro nošení dvojích rukavic bez námahy

Tyto latexové rukavice jsou zhotoveny s použitím patentované technologie HYDRASOFT™ společnosti Ansell, takže kombinují výhodu barevné vnitřní rukavice s přidanou výhodou udržení vlhkosti a rehydratace pokožky. Kůže zůstává vlhká a vláčná a zachovává si svou přirozenou bariérovou funkci. Vnější povrchová úprava pro nízké tření umožňuje hladké a snadné sklouznutí vnější rukavice při navlékání.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- Obsahuje glycerol a dimethikon jako zvlhčující látky, které umožňují udržení vlhkosti a rehydrataci pokožky
- Vyrobeno s použitím jedinečných anatomických forem společnosti Ansell pro zlepšení pohodlí a padnutí na ruku, což pomáhá snižovat únavu rukou
- Tato rukavice má zeleně zbarvenou hladkou vnější povrchovou úpravu s mikrotextrou, takže je ideální pro nošení dvojích rukavic a snadnou identifikaci poškození rukavice
- Vnitřní potah s použitím technologie DERMASHIELD™ s obsaženou zvlhčující látkou usnadňuje navlékání v suchých i mokrých podmínkách a výměny během operace

UPOZORNĚNÍ: Bezpečnost použití těchto rukavic jedinci senzibilizovanými na latex nebyla stanovena. Tento produkt obsahuje přírodní latex, který může vyvolat alergické reakce.

DOPORUČENY PRO

- Všechny chirurgické zákroky, zejména vysoce rizikové postupy v ortopedii, traumatologii a srdeční chirurgii
- Navlékání za vlhka. Snadná identifikace poškození rukavice
- Při nošení dvojích rukavic použijte jako vnitřní rukavici

POUŽITÉ TECHNOLOGIE

HYDRASOFT™
Moisturizing Technology

DERMASHIELD™
Polymer Coating Technology

ART™
Advanced Rheology Technology



GAMMEX® Inovace, která chrání

Chirurgické rukavice GAMMEX® byly vytvořeny jako inovace a navrženy jako odpověď na vyvíjející se potřeby komunity chirurgů. Zdravotníci z celého světa svěrují své ruce nám díky našim jedinečným materiálům a špičkovým technologiím, ergonomickému pohodlí a vynikající ochraně.

GAMMEX[®] Latex Underglove

CHIRURGICKÉ RUKAVICE

INFORMACE O PRODUKTU

Materiál	Přírodní latex
Obsah pudru	Bezpudivé
Barva	Zelená
Tvar	Anatomický tvar s rovnými prsty
Vnitřní povrch rukavic	Potaženo s použitím technologie HYDRASOFT™
Vnější povrch rukavic	Hladké s povrchovou mikrotexturou
Provedení manžety	Rovná s použitím technologie SUREFIT™
Tloušťka	Standardní
Citlivost úchopu	Nízký
Prevence alergie	Žádná
Doporučení ohledně nošení dvojích rukavic	Vnitřní rukavice
Nepřítomnost dírek (AQL)	0,65
Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky	Ano, v souladu s ASTM D6978 (neuvedeno v US FDA 510K)

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	5 ½	6	6 ½	7	7 ½	8	8 ½	9
Produktový kód Ansell	330050055	330050060	330050065	330050070	330050075	330050080	330050085	330050090

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Balení	50 párů v boxu; 4 boxy v kartonu/krabici; 200 párů v kartonu/krabici
Životnost při uskladnění	3 roky
Pokyny pro skladování	Chraňte před přímým slunečním světlem. Skladujte na chladném a suchém místě. Chraňte před ohněm a zdrojem ozónu.

NORMY A CERTIFIKACE

Produktové normy	AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 420, EN 455 1-4, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5
Normy pro kvalitu / životní prostředí	ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 11137-část 1, EN 556, korejská norma GMP

Ohledně objednávek nebo dalších informací se obraťte na obchodního zástupce společnosti Ansell.

Severní Amerika
USA Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
E-mail: insidesalesus@ansell.com

Střední a Jižní Amerika
Tel: +52(442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Brazílie
Tel: +55 11 3356 3100
E-mail: luvas.medicas@ansell.com

Evropa, Blízký východ a Afrika
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu
Asie/Pacifik
Tel: +603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

Austrálie a Nový Zéland
Tel: +61 3 9270 7270
E-mail: protection@ap.ansell.com