

GAMMEX® Latex Sensitive

CHIRURGICKÉ RUKAVICE

Latexová bezpudrová chirurgická rukavice pro vynikající citlivost a obratnost

V průměru o 20 % tenčí než standardní bezpudrové latexové chirurgické rukavice od společnosti Ansell, dokonalá citlivost včetně dotykové citlivosti při manipulaci. Tyto obzvláště měkké rukavice jsou ideální pro mikrochirurgii a jejich hnědá barva snižuje intenzitu prudkého světla operačních lamp při použití zvětšovacích nástrojů.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- V průměru o 20 % tenčí než standardní bezpudrové latexové chirurgické rukavice od společnosti Ansell, vynikající citlivost
- Měkký latexový materiál zlepšuje pohodlí pro optimální podmínky při jemných chirurgických zákrocích
- Hladké s mikrotextrou pro bezpečnou manipulaci s nástroji v suchých i mokřích podmínkách

UPOZORNĚNÍ: Bezpečnost použití těchto rukavic jedinci senzibilizovanými na latex nebyla stanovena. Tento produkt obsahuje přírodní latex, který může vyvolat alergické reakce.

DOPORUČENY PRO

- Všechny chirurgické zákroky, zejména náročné postupy v oftalmologii, mikrochirurgické zákroky a kardiovaskulární chirurgie
- Vylepšená dotyková citlivost a obratnost, zejména při náročných postupech
- Mimořádné pohodlí při dlouhých procedurách
- Prevence únavy očí

POUŽITÉ TECHNOLOGIE

SUREFIT™
Cuff Roll-down Technology

PEARL™
Protein Leaching Technology

ART™
Advanced Rheology Technology



GAMMEX® Inovace, která chrání

Chirurgické rukavice GAMMEX® byly vytvořeny jako inovace a navrženy jako odpověď na vyvíjející se potřeby komunity chirurgů. Zdravotníci z celého světa svěrují své ruce nám díky našim jedinečným materiálům a špičkovým technologiím, ergonomickému pohodlí a vynikající ochraně.

GAMMEX[®] Latex Sensitive

CHIRURGICKÉ RUKAVICE

INFORMACE O PRODUKTU

Materiál	Přírodní latex
Obsah pudru	Bezpudivé
Barva	Hnědá
Tvar	Anatomický tvar s rovnými prsty
Vnitřní povrch rukavic	Chlorované
Vnější povrch rukavic	Hladké s povrchovou mikrotexturou
Provedení manžety	Rovná s použitím technologie SUREFIT [™]
Tloušťka	Mikro
Citlivost úchopu	Střední
Prevence alergie	Žádná
Doporučení ohledně nošení dvojích rukavic	Vnější rukavice nebo vnitřní rukavice
Nepřítomnost dírek (AQL)	Výrobní kontrola před balením: 0,65 (kontrolní úroveň GI), výroba konečné verze: 1,0 (kontrolní úroveň GI)
Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky	Ne

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	5 ½	6	6 ½	7	7 ½	8	8 ½	9
Produktový kód Ansell	330051055	330051060	330051065	330051070	330051075	330051080	330051085	330051090

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Balení	50 párů v boxu; 4 boxy v kartonu/krabici; 200 párů v kartonu/krabici
Životnost při uskladnění	3 roky
Pokyny pro skladování	Chraňte před přímým slunečním světlem. Skladujte na chladném a suchém místě. Chraňte před ohněm a zdrojem ozónu.

Normy a certifikace

Produktové normy	EN 455 část 1-4, EN 374 část 1-3, EN 420, ISO 10282, AS/NZS 4179, JIS T9107
Normy pro kvalitu / životní prostředí	ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 11137-část 1, EN 556, korejská norma GMP

Ohledně objednávek nebo dalších informací se obraťte na obchodního zástupce společnosti Ansell.

Severní Amerika
USA Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
E-mail: insidesalesus@ansell.com

Střední a Jižní Amerika
Tel: +52(442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Brazílie
Tel: +55 11 3356 3100
E-mail: luvas.medicas@ansell.com

Evropa, Blízký východ a Afrika
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asie/Pacifik
Tel: +603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

Austrálie a Nový Zéland
Tel: +61 3 9270 7270
E-mail: protection@ap.ansell.com