

GAMMEX® Latex Chemo

CHIRURGICKÉ RUKAVICE

Latexová bezpudrová rukavice pro osobní ochranu poskytující optimální bariérovou ochranu před chemoterapeutiky

Nabízí vynikající odolnost proti průniku cytostatik při manipulaci, podávání nebo směšování chemoterapeutik. Rukavice GAMMEX® Latex Chemo se vyznačují nejen vysokou nepropustností, ale jejich latexový materiál nabízí také nízkou alergenicitu, vynikající pohodlí, pružnost a snadné použití. Plus přirozené padnutí na ruku, které pomáhá snižovat únavu ruky.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- Testováno při použití s běžnými cytotoxickými látkami za kontrolovaných dynamických podmínek
- Ideální tloušťka pro optimalizaci dotykové citlivosti, obratnosti a ochrany
- Povrchová úprava s mikrotexturou pro bezpečnou manipulaci s nástroji v suchých i mokřích podmínkách
- Rovná manžeta s použitím technologie SUREFIT™, která brání shrnutí manžety

UPOZORNĚNÍ: Bezpečnost použití těchto rukavic jedinci senzibilizovanými na latex nebyla stanovena. Tento produkt obsahuje přírodní latex, který může vyvolat alergické reakce.

DOPORUČENY PRO

- Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky

POUŽITÉ TECHNOLOGIE

SUREFIT™
Cuff Roll-down Technology

PEARL™
Protein Leaching Technology

ART™
Advanced Rheology Technology

DERMASHIELD™
Polymer Coating Technology



GAMMEX® Inovace, která chrání

Chirurgické rukavice GAMMEX® byly vytvořeny jako inovace a navrženy jako odpověď na vyvíjející se potřeby komunity chirurgů. Zdravotníci z celého světa svěřují své ruce nám díky našim jedinečným materiálům a špičkovým technologiím, ergonomickému pohodlí a vynikající ochraně.

GAMMEX[®] Latex Chemo

CHIRURGICKÉ RUKAVICE

INFORMACE O PRODUKTU

Materiál	Přírodní latex
Obsah pudru	Bezpudivé
Barva	Modrá
Tvar	Anatomický tvar s rovnými prsty
Vnitřní povrch rukavic	Potaženo polymerem s použitím technologie DERMASHIELD™
Vnější povrch rukavic	Hladké s povrchovou mikrotextrou
Provedení manžety	Rovná s použitím technologie SUREFIT™
Tloušťka	Standardní
Citlivost úchopu	Střední
Prevence alergie	Žádná
Doporučení ohledně nošení dvojích rukavic	Vnější rukavice
Nepřítomnost dírek (AQL)	Výrobní kontrola před balením: 0,65 (kontrolní úroveň GII), výroba konečné verze: 1,0 (kontrolní úroveň GI)
Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky	Ano, v souladu s ASTM D6978 (neuvedeno v US FDA 510K)

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	5 ½	6	6 ½	7	7 ½	8	8 ½	9
Produktový kód Ansell	330054055	330054060	330054065	330054070	330054075	330054080	330054085	330054090

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Balení	50 párů v boxu; 4 boxy v kartonu/krabici; 200 párů v kartonu/krabici
Životnost při uskladnění	3 roky
Pokyny pro skladování	Chraňte před přímým slunečním světlem. Skladujte na chladném a suchém místě. Chraňte před ohněm a zdrojem ozónu.

NORMY A CERTIFIKACE

Produktové normy	EN 455 část 1-4, EN 374 část 1-3, EN 420, ISO 10282, AS/NZS 4179, JIS T9107
Normy pro kvalitu / životní prostředí	ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 11137-část 1, EN 556

Ohledně objednávek nebo dalších informací se obraťte na obchodního zástupce společnosti Ansell.

Severní Amerika
USA Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
E-mail: insidesalesus@ansell.com

Střední a Jižní Amerika
Tel: +52(442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Brazílie
Tel: +55 11 3356 3100
E-mail: luvas.medicas@ansell.com

Evropa, Blízký východ a Afrika
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asie/Pacifik
Tel: +603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

Austrálie a Nový Zéland
Tel: +61 3 9270 7270
E-mail: protection@ap.ansell.com