

GAMMEX® Latex Chemo

Přírodní latex, bezpudrové, sterilní

Datum vydání 19-02-2020

POPIS

Materiál	Přírodní latex
Barva	Modrá
Tvar	Anatomický
Manžeta	Rovná s použitím technologie SUREFIT™
Vnější povrch	S mikrotextrou, chlorovaný, silikonizovaný
Vnitřní povrch	Potažený polyuretanem, silikonizovaný

FYZICKÉ VLASTNOSTI

Tloušťka (jedna stěna)	Prst	0,260
Typická průměrná hodnota (mm)	Dlaň	0,240
	Manžeta	0,245
Minimální délka (mm)	290	
Síla (průměrné hodnoty)	před stárnutím	po stárnutí
Protažení do roztržení (%)	919	851
Síla při roztržení (N)	19	15,3

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Balení	4 x 50 párů / 200 párů v krabici
Skladovatelnost	3 roky
Pokyny pro skladování	Chraňte před přímým slunečním světlem. Skladujte na chladném a suchém místě. Chraňte před ohněm a zdrojem ozónu.

KÓDY PRODUKTU

Velikost / kód produktu	5.5	330054055	6	330054060
	6.5	330054065	7	330054070
	7.5	330054075	8	330054080
	8.5	330054085	9	330054090

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- Vylepšená úroveň přilnavosti
- Optimalizovaná tloušťka stěny
- Testováno při použití s běžnými cytotoxickými látkami za kontrolovaných dynamických podmínek

VÝROBNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY

AQL (nepřítomnost dírek)	• Testováno na průnik vody • Výroba konečné verze AQL 0,65 (kontrolní úroveň I)
Obsah proteinu	Velmi nízká úroveň: 30 µg/g nebo méně celkového extrahovatelného proteinu (EN 455-3)
Primární podráždění pokožky	Nenalezeny žádné primární iritanty dle předepsaných směrnic FHSA16 CFR 1500
Senzitivizace pokožky	Žádný důkaz opožděné kontaktní senzitivizace pokožky dle ISO 10993-10
Virální průnik	• Vyhovuje ASTM F1671 při použití Phi X 174 • Vyhovuje ISO 16604 při použití Phi X 174
Průnik cytostatik	• ACPP testováno v dynamických podmínkách • Testováno v souladu s ASTM D6978 • Testováno v souladu s EN 374-3
Sterilizace	25 kGy Gamma záření
Označení CE	Osobní ochranný prostředek: kat. III
Shoda s produktovými normami	EN 455 část 1, 2, 3, 4 EN 420 EN ISO 374 část 1 EN 374 část 2 EN 16523 část 1 EN 374 část 4 EN ISO 374 část 5 EN 421
Výrobní normy	ISO 14001 ISO 9001
Certifikační orgán	Centexbel (0493): OOP

PIKTOGRAMY

