

GAMMEX® Latex EnLite™

CHIRURGICKÉ RUKAVICE

Latexová, spolehlivá nepudrovaná chirurgická rukavice poskytující pohodlí

Tato latexová nepudrovaná chirurgická rukavice nabízí nezbytnou a spolehlivou ochranu, aby chirurgové a zdravotní sestry mohli vykonávat své každodenní úkoly bezpečně a pohodlně.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- Vyrobeno s použitím jedinečných anatomických forem společnosti Ansell pro zlepšení pohodlí a padnutí na ruku, což pomáhá snižovat únavu rukou
- Exklusivní výrobní procesy zajišťují, že rezidua latexových proteinů a chemických akcelérátorů budou nízká, takže se minimalizuje riziko rozvoje alergie typu I na latex a alergií typu IV na chemické látky a rozvoje kožní senzitivity
- Ošetření chlorací použité na rukavici usnadňuje její nasazení
- Rovná manžeta zajišťuje bezpečné uchycení na plášti
- Hladká povrchová úprava s mikrotexturou pro bezpečnou manipulaci s nástroji a pevný úchop

UPOZORNĚNÍ: Bezpečnost použití těchto rukavic jedinci senzibilizovanými na latex nebyla stanovena. Tento produkt obsahuje přírodní latex, který může vyvolat alergické reakce.

DOPORUČENY PRO

- Krátké, nízkorizikové vyšetřovací procedury
- Mimořádné pohodlí při dlouhých procedurách
- Sterilní postupy na operačním sále
- Při nošení dvojích rukavic použijte jako vnější rukavici

POUŽITÉ TECHNOLOGIE

 **A.R.T™**
Pinhole Barrier Technology

 **PEARL™**
Protein Leaching Technology



GAMMEX® Inovace, která chrání

Chirurgické rukavice GAMMEX® byly vytvořeny jako inovace a navrženy jako odpověď na vyvíjející se potřeby komunity chirurgů. Zdravotníci z celého světa svěřují své ruce nám díky našim jedinečným materiálům a špičkovým technologiím, ergonomickému pohodlí a vynikající ochraně.

GAMMEX[®] Latex EnLite[™]

CHIRURGICKÉ RUKAVICE

INFORMACE O PRODUKTU

Materiál	Přírodní latex
Obsah pudru	Nepudrované
Barva	Přírodní
Tvar	Anatomický tvar s rovnými prsty
Vnitřní povrch rukavic	Chlorovaný
Vnější povrch rukavic	Hladký s povrchovou mikrotexturou
Provedení manžety	Rovné
Tloušťka	Standardní
Citlivost úchopu	Střední
Prevence alergie	Žádná
Doporučení ohledně nošení dvojích rukavic	Vnější rukavice
Nepřítomnost dírek (AQL)	Výrobní kontrola před balením: 0,65 (kontrolní úroveň GII), výroba konečné verze: 1,0 (kontrolní úroveň GI)
Testováno pro použití s chemoterapeutiky	Ne

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	5 ½	6	6 ½	7	7 ½	8	8 ½	9
Produktový kód Ansell	330061055	330061060	330061065	330061070	330061075	330061080	330061085	330061090

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Balení	50 párů v boxu; 4 boxy v kartonu/krabici; 200 párů v kartonu/krabici
Skladovatelnost	3 roky
Pokyny pro skladování	Chraňte před slunečním zářením; skladujte na chladném a suchém místě. Chraňte před ohněm a zdrojem ozónu.

NORMY A CERTIFIKACE

Produktové normy	EN 455 část 1-4, ISO 10282, JIS T9107
Normy pro kvalitu / životní prostředí	ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 11137-část 1, EN 556

Ohledně objednávek nebo dalších informací se obraťte na obchodního zástupce společnosti Ansell.

Severní Amerika
US Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
Email: insidesalesus@ansell.com

Centrální a Jižní Amerika
Tel: +52(442) 296 20 50
Email: cslac@ansell.com
Brazílie
Tel: +55-11-3356-3100
Email: luvas.medicas@ansell.com

Evropa, Blízký východ a Afrika
Tel: +32 (0) 2 528 74 00 Email: info@ansell.eu

Asie/Pacifik
Tel: +603 8310 6688
Email: apac.medical@ansell.com

Austrálie a Nový Zéland
Tel: +61 3 9270 7270
Email: protection@ap.ansell.com