

ENCORE® Latex Ortho

CHIRURGICKÉ RUKAVICE

Latexová chirurgická rukavice z extra silného materiálu na rukavice, aby vydržela náročnost operace, zejména při použití elektrických nástrojů a přítomnosti úlomků kosti

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI A VÝHODY:

- V průměru o 50 % silnější materiál než u standardních bezpudrových latexových chirurgických rukavic společnosti Ansell – pro vynikající ochranu
- Povrchová úprava se silnou texturou pro vynikající úchop v suchých i vlhkých aplikacích
- Vnitřní povrstvení s použitím technologie DERMASHIELD™
Technology usnadňuje navlékání v suchých i mokřích podmínkách a výměnu během operace

UPOZORNĚNÍ: Bezpečnost použití těchto rukavic jedinci citlivými na latex nebyla stanovena. Tento produkt obsahuje přírodní kaučukový latex, který může vyvolat alergické reakce.

Doporučeno pro

- Všechny chirurgické zákroky, zejména vysoce rizikové postupy v ortopedii, traumatologii a srdeční chirurgii
- Vylepšené uchopení ve vlhkém prostředí
- Navlékání za vlhka

POUŽITÉ TECHNOLOGIE



ENCORE® Jistota pro výkon

Jsme zaměřeni na poskytování optimalizovaných řešení navržených tak, aby poskytovala vysoký stupeň jistoty chirurgům, operačním sestrám a chirurgickým technikům hledajícím ochranu, která poskytuje vysokou úroveň obratnosti, pohodlí a úchopu pro jejich nejlepší možné výkony.

ENCORE[®] Latex Ortho

CHIRURGICKÉ RUKAVICE

INFORMACE O PRODUKTU

Materiál	Přírodní pryžový latex
Obsah ve formě prášku	Nepudrované
Barva	Hnědá
Tloušťka	Ortho
Provedení manžety	Zesílený okraj s použitím technologie SUREFIT™
Vnější povrch rukavic	Textura na prstech a dlaních
Vnitřní povrch rukavic	Potaženo polymerem s použitím technologie DERMASHIELD™
Prevence alergie	Žádný
Citlivost úchopu	Vysoká
Doporučení ohledně nošení dvojích rukavic	Vnější rukavice
Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky	Ano, v souladu s ASTM D6978 (neuvedeno v US FDA 510K)
Osvobození z děr (úroveň inspekce I)	0.65 AQL
Sterilní	Ano
Produktové normy	ASTM D3577, ASTM D6978, EN 16523-1, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, ISO 10282
Normy pro kvalitu / životní prostředí	EN 556, ISO 11137-Část 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Balení	50 párů v boxu; 4 boxy na karton/krabici; 200 párů na karton/krabici
Životnost při uskladnění	3 roky
Pokyny pro skladování	Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo; skladujte na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů ozonu nebo vznícení
Chemické akcelerátory vulkanizace	Diethyldithiokarbamát zinečnatý (ZDEC), Dibutyldithiokarbamát zinečnatý (ZDBC)

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Produktový kód	330106060	330106065	330106070	330106075	330106080	330106085	330106090

Ohledně objednávek nebo dalších informací se obraťte na obchodního zástupce společnosti Ansell.

Severní Amerika
Tel. USA: 800 952 9916
Tel. CA: 1-844-494-7854
E-mail: insidesalesus@ansell.com
Sandel Tel USA: 866 764 3327
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Střední a Jižní Amerika
Tel.: +52(442) 296 20 50
E-mail: cs-lac@ansell.com
Brazílie
Tel.: +55-11-3356-3100
E-mail: luvas.medicas@ansell.com

Evropa, Blízký východ a Afrika
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asie/Pacifik
Tel.: +603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

Indie
Tel.: +91 22 38124500
E-mail: info.india@ansell.com
Austrálie a Nový Zéland
Tel.: +61 3 9270 7270
E-mail: protection@ap.ansell.com
Čína
Tel.: +86(21) 3827 5005
E-mail: infochina@ansell.com