

GAMMEX® Non-Latex Sensitive

CHIRURGICKÉ RUKAVICE

Neoprenová chirurgická rukavice neobsahující chemické akcelerátory nabízející nejlepší kombinaci citlivosti a odolnosti

Díky unikátní technologii SENSOPRENE™ vyvinuté společností Ansell je tato rukavice v průměru až o 30 % tenčí než běžné chirurgické neoprenové rukavice Ansell, což jí dodává nepřekonatelnou citlivost úchopu. Velmi pevný materiál zároveň zajišťuje vysokou odolnost při chirurgických zákrocích. Hladká povrchová úprava s mikrotexturou zaručuje vynikající kontrolu úchopu a manipulaci s nástroji v suchém i vlhkém prostředí.



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- Neobsahují latex ani chemické akcelerátory, což eliminuje riziko alergie na latex typu Type I a minimalizuje alergie na chemické látky typu IV a reakce citlivé pokožky
- Technologie SENSOPRENE™, díky níže je rukavice tenčí a zároveň pevnější, což zajišťuje vyšší pohodlí i odolnost
- V průměru až o 30 % tenčí než běžné chirurgické neoprenové rukavice Ansell pro vyšší citlivost úchopu a lepší obratnost
- Hladká povrchová úprava s mikrotexturou pro pevný úchop a lepší manipulaci s nástroji
- Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky a širokým spektrem chemických látek používaných v nemocnicích*

* Informace o konkrétní době proniknutí a doporučeních ohledně chemoterapeutik obdržíte na oddělení služeb pro zákazníky společnosti Ansell.

DOPORUČENY PRO

- Veškeré operace, zejména náročné postupy v oftalmologii, mikrochirurgické zákroky a kardiovaskulární chirurgie
- Ochrana před alergií na latex typu I a minimalizace alergií na chemické látky typu IV a u zdravotníků i pacientů
- Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky
- Slouží jako vnější rukavice při použití dvojích rukavic

POUŽITÉ TECHNOLOGIE

SENSOPRENE™
Ultra-thin Neoprene Formulation

SUREFIT™
Cu™ Roll-down Technology

DERMASHIELD™
Polymer Coating Technology

PEARL™
Protein Leaching Technology

ART™
Advanced Rheology Technology



GAMMEX® Inovace, která chrání

Chirurgické rukavice GAMMEX® byly vytvořeny jako inovace a navrženy jako odpověď na vyvíjející se potřeby komunity chirurgů. Zdravotníci z celého světa svědčí své ruce nám díky našim jedinečným materiálům a špičkovým technologiím, ergonomickému pohodlí a vynikající ochraně.

GAMMEX® Non-Latex Sensitive

CHIRURGICKÉ RUKAVICE

INFORMACE O PRODUKTU

Materiál	Neopren (polychloropren)
Obsah pudru	Bezpudivé
Barva	Krémová
Tvar	Anatomický tvar se zakřivenými prsty
Vnitřní povrch rukavic	Polymerový povlak s použitím technologie DERMASHIELD™
Vnější povrch rukavic	Hladké s povrchovou mikrotexturou
Provedení manžety	Rovná s použitím technologie SUREFIT™
Tloušťka	Mikro
Citlivost úchopu	Střední
Prevence alergie	Latex (typ I), chemické látky (typ IV)
Doporučení ohledně nošení dvojích rukavic	Vnější rukavice
Nepřítomnost dírek (AQL)	Výrobní kontrola před balením: 0,65 (úroveň kontroly GI), výroba konečné verze: 0,65 (úroveň kontroly GI)
Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky	Ano, v souladu s ASTM D6978 a schváleno US FDA

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	5 ½	6	6 ½	7	7 ½	8	8 ½	9
Produktový kód Ansell	340007055	340007060	340007065	340007070	340007075	340007080	340007085	340007090

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Balení	50 párů v boxu; 4 boxů v kartonu/krabici; 200 párů v kartonu/krabici
Životnost při uskladnění	3 roky
Pokyny pro skladování	Chraňte před přímým slunečním světlem. Skladujte na chladném a suchém místě. Chraňte před ohněm a zdroji ozónu.

NORMY A CERTIFIKACE

Produktové normy	ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM F1670, ASTM F739, EN 455 část 1-4, EN 374 část 1-3, EN 420, AS/NZS 4179
Normy pro kvalitu / životní prostředí	ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 11137-část 1, EN 556, Korejské normy GMP

Ohledně objednávek nebo dalších informací se obraťte na obchodního zástupce společnosti Ansell.

Severní Amerika
US Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
Email: insidesalesus@ansell.com

Střední a Jižní Amerika
Tel: +52(442) 296 20 50
Email: cslac@ansell.com
Brazílie
Tel: +55-11-3356-3100
Email: luvass.medicas@ansell.com

Evropa, Blízký východ a Afrika
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
Email: info@ansell.eu

Asie / Tichomoří
Tel: +603 8310 6688
Email: apac.medical@ansell.com

Austrálie a Nový Zéland
Tel: +61 3 9270 7270
Email: protection@ap.ansell.com