

GAMMEX® Non-Latex

CHIRURGICKÉ RUKAVICE

Neoprenová chirurgická rukavice neobsahující chemické akcelerátory pro lepší ochranu před alergiemi a klidnější mysl

Tato rukavice byla vyrobena s využitím přelomové technologie jako vůbec první chirurgická rukavice na trhu neobsahující akcelerátory, takže nabízí řešení zákazníkům trpícím alergií na latex typu I nebo alergiemi na chemické látky typu IV či vyšší citlivostí pokožky, která se vyskytuje poměrně často.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- Neobsahují latex ani chemické akcelerátory, což eliminuje riziko alergie na latex typu Type I a minimalizuje alergie na chemické látky typu IV a reakce citlivé pokožky
- Prodloužená manžeta pro lepší ochranu
- Neklouzavá hladká vnější povrchová úprava pro pevný úchop a lepší manipulaci s nástroji
- Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky a širokým spektrem chemických látek používaných v nemocnicích*

*Informace o konkrétní době proniknutí a doporučeních ohledně chemoterapeutik obdržíte na oddělení služeb pro zákazníky společnosti Ansell.

DOPORUČENY PRO

- Navlékání na vlhké ruce
- Ochrana před alergií na latex typu I a minimalizace alergií na chemické látky typu IV u zdravotníků i pacientů
- Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky

POUŽITÉ TECHNOLOGIE

SUREFIT™
Cu²⁺ Roll-down Technology

DERMASHIELD™
Polymer Coating Technology

PEARL™
Protein Leaching Technology

ART™
Advanced Rheology Technology



GAMMEX® Inovace, která chrání

Chirurgické rukavice GAMMEX® byly vytvořeny jako inovace a navrženy jako odpověď na vyvíjející se potřeby komunity chirurgů. Zdravotníci z celého světa světu své ruce nám díky našim jedinečným materiálům a špičkovým technologiím, ergonomickému pohodlí a vynikající ochraně.

GAMMEX[®] Non-Latex

CHIRURGICKÉ RUKAVICE

INFORMACE O PRODUKTU

Materiál	Neopren (polychloropren)
Obsah pudru	Bezpudivé
Barva	Zelená
Tvar	Anatomický tvar se zakřivenými prsty
Vnitřní povrch rukavic	Polymerový povlak s použitím technologie DERMASHIELD™
Vnější povrch rukavic	Hladké s povrchovou mikrotexturou
Provedení manžety	Rovná s použitím technologie SUREFIT™
Tloušťka	Standardní
Citlivost úchopu	Střední
Prevence alergie	Latex (typ I), chemické látky (type IV)
Doporučení ohledně nošení dvojích rukavic	Vnější rukavice nebo vnitřní rukavice
Nepřítomnost dírek (AQL)	Výrobní kontrola před balením: 0,65 (úroveň kontroly GI), výroba konečné verze: 0,65 (úroveň kontroly GI)
Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky	Ano, v souladu s ASTM D6978 a schváleno US FDA

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	5 ½	6	6 ½	7	7 ½	8	8 ½	9
Produktový kód Ansell	340006055	340006060	340006065	340006070	340006075	340006080	340006085	340006090

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Balení	50 párů v boxu; 4 boxy v kartonu/krabici; 200 párů v kartonu/krabici
Životnost při uskladnění	3 roky
Pokyny pro skladování	Chraňte před přímým slunečním světlem. Skladujte na chladném a suchém místě. Chraňte před ohněm a zdroji ozónu.

NORMY A CERTIFIKACE

Produktové normy	ASTMD3577,ASTMD7160,ASTMF1670,ASTMF739,EN455 1-4,EN374 část 1-3,EN420,ISO 10282, AS/NZS4179,JIST9107
Normy pro kvalitu / životní prostředí	ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 11137-část 1, EN 556, Korejské normy GMP

Ohledně objednávek nebo dalších informací se obraťte na obchodního zástupce společnosti Ansell.

Severní Amerika
US Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
Email: insidesalesus@ansell.com

Střední a Jižní Amerika
Tel: +52(442) 296 20 50
Email: cslac@ansell.com
Brazílie
Tel: +55-11-3356-3100
Email: luvas.medicas@ansell.com

Evropa, Blízký východ a Afrika
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
Email: info@ansell.eu

Asie / Tichomoří
Tel: +603 8310 6688
Email: apac.medical@ansell.com

Austrálie a Nový Zéland
Tel: +61 3 9270 7270
Email: protection@ap.ansell.com