

Tubifast®


Lehké tubulární obinadlo pro fixaci krytí

- V několika velikostech pro lepší adaptaci na všechny končetiny bez ohledu na velikost či tvar.
- Dvoucestná strečová technologie zajišťuje pružnost oběma směry pro pocit plný volnosti a pohodlí pro pacienta.
- Rychlé a snadné použití: ustříhněte potřebnou velikost a natáhněte přes krytí pro rovnoměrné zafixování, které nestahujete.
- Rychlé a snadné použití: snížení rizika znečištění.
- Méně třepení: menší riziko vláken v ráně.
- Bez nutnosti použití sponek, špendlíků či lepicích pásek.
- Vhodné pro různé části těla.




Hadicová obinadla Tubifast® jsou vyrobena tak, aby fixovala krytí na ráně bez nutnosti použití sponek, pásek nebo špendlíků. Jsou vhodná také jako pružný podklad pod sádrové obvazy, pro ochranu pokožky jakékoliv části těla a také pro použití při Epidermolysis Bullosa.² Jejich použití je snadné, rychlé a s menším rizikem třepení než u klasických hadicových obinadel.


Jak obinadlo Tubifast® používat



1. Dle barevného kódování vyberte obvaz o správné šířce a odstříhněte potřebnou délku.



2. Natáhněte Tubifast® na postižené místo.



3. Upravte polohu fixačního obvazu Tubifast® tak, aby překrýval krytí. Pro složitější aplikace jsou k dispozici ilustrované pokyny s popisem jednotlivých kroků a také s obrázky.

Jak hadicové obinadlo Tubifast® funguje

Obinadlo Tubifast® využívá dvoucestnou strečovou technologii, takže je pružné v obou směrech. Tím umožňuje cirkulaci vzduchu po pokožce a pacientům úplnou svobodu pohybu.

Výhody obvazu Tubifast®

- Drží krytí bezpečně, aniž by pacienta omezoval v pohybu a stahoval.
- Jelikož je mírně elastický na obě strany, dovoluje pacientovi volný pohyb.
- K dispozici v různých šířkách, čímž je zajištěna nákladová efektivnost díky minimalizaci odpadu.
- Rychlé a snadné použití: ustříhněte potřebnou velikost a natáhněte přes krytí, čímž je zajištěno rovnoměrné zafixování, které nestahuje.
- Méně se třepí a v ráně tak nezanechává zbytky vláken.
- Může se prát a tím opakovaně používat.
- Neobsahuje latex, nedráždí.

Oblasti použití

Hadicová obinadla Tubifast® jsou určena pro fixaci krytí bez nutnosti použití sponek, pásků nebo špendlíků. Zvláště vhodná jsou pro fixaci na problematických částech těla, jako jsou např. amputační pahýly.

Je možné je rovněž použít jako pružný návlek pod sádku nebo při hojení ran u Epidermolysis Bullosa².

Obsahuje

Viskózu, elastan a polyamid.

Pokyny pro praní



REF	Velikost	Obvod končetiny	Ks v bal/kartónu	SÚKL kód
2480	3,5 cm x 1 m (red)	9 - 18 cm	1/12	5014205
2434	3,5 cm x 10 m (red)	9 - 18 cm	1/20	5013069
2481	5 cm x 1 m (green)	14 - 24 cm	1/12	5014204
2436	5 cm x 10 m (green)	14 - 24 cm	1/24	5013068
2482	7,5 cm x 1 m (blue)	24 - 40 cm	1/12	5014201
3556	7,5 cm x 5 m (blue)	24 - 40 cm	6/78	5010085
2438	7,5 cm x 10 m (blue)	24 - 40 cm	1/30	5010087
2483	10,75 cm x 1 m (yellow)	35 - 64 cm	1/12	5014202
2440	10,75 cm x 10 m (yellow)	35 - 64 cm	1/12	5010088
2479	20 cm x 10 m (purple)	64 - 130 cm	1/12	5014203
2444	20 cm x 10 m (purple)	64 - 130 cm	1/15	5010090

Reference: 1. Eytier C, Gazeau E, Beneteau G, Verfaillie G. Convenience and tolerance of the combination of a soft silicone foam dressing and a two-way stretch tubular bandage in the management of local wounds. Journal des plaies et cicatrisations 2013;18(88):38-44. 2. Mölnlycke Health Care. Data on file.

Více naleznete na www.molnlycke.cz

Mölnlycke Health Care s.r.o., Hájkova 22, 130 00 Praha 3, tel. +420221890510. Mölnlycke Health Care a Tubifast jsou registrované ochranné známky, názvy a loga jedné či více společností skupiny Mölnlycke Health Care Group. © 2021 Mölnlycke Health Care AB. Všechna práva vyhrazena. CZWC0841121