

Technický list

Položka č.: 98-079

Popis: PROMEDICA

Nitrilové vyšetřovací rukavice modré, nesterilní,
bezprašné, ploché s rolovaným okrajem

TLOUŠŤKA		
manžeta	dlaň	konečky prstů
0,05 mm	0,06 mm	0,08 mm

POPIS VÝROBKU							
materiál	☐ Latex	☒ Nitril	☐ Vinyl	☐ Směs vinyl-nitril	☐ Polyethylen (PE)	☐ TPE	☐ bavlna
barva	☐ bílá	☒ modrá	☐ černá	☐ matová	☐ fialová	☐ směs	☐ grafit
charakteristiky	☐ s pudrem	☒ bezprašné	☐ sterilní	☒ nesterilní	☒ pravolevé	☐ odlišení levé a pravé	☒ bez urychlovače
povrch	☐ textura po celé ploše	☒ mikro zdrsňené konce prstů	☐ bez textury	☐ reliéfní	☒ uvnitř chlorované		

VELIKOSTI							
	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)	XXXL (11-12)
šířka	<80 mm	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	115 ± 10 mm	–	–
délka	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	–	–

LEGISLATIVNÍ NÁLEŽITOSTI							
Nařízení o OOP (EU) 2016/425	☐ Kategorie I	☐ Kategorie II	☒ Kategorie III	☐ nejedná se o OOP			
Nařízení o ZP (EU) 2017/745	☒ Třída I	☐ Třída II	☐ Třída III	☐ sterilní	☐ funkce měření	☐ není zdravot. prostředek	
Styk s potravinami (EG) 1935/2004	☒ kyselé potraviny	☒ vodné potraviny	☒ tučné potraviny	☒ alkoholické potraviny	☒ suché potraviny	☐ neschváleno pro styk s potravinami	

STANDARDIZACE							
EN 388:2016 Mechanická rizika	odolnost proti oděru	odolnost proti proříznutí zkouška Coupe	odolnost proti roztržení	odolnost proti propíchnutí	odolnost proti proříznutí zkouška TDM	nárazová zkouška	
Úroveň	nelze použít						

EN 374-1:2016 +A1:2018 Chemická nebezp. Zkouška dle EN 16523-1		kódové	úroveň	dobu prostupu	rozklad	 ISO 374-1/typ B
Hydroxid sodný 40 %		K	6	> 480 min	2,8 %	
Peroxid vodíku 30 %		P	4	> 120 min	32,1 %	
Formaldehyd 37 %		T	3	> 60 min	24,5 %	
EN 374-4:2019 Rozklad						 KPT
EN ISO 374-5:2016 Zkouška dle EN 374-2		Rukavice jsou nepropustné pro mikroorganismy (viry, bakterie a plísňe). Zkouška podle ISO 16604 – metoda B.				 EN ISO 374-5:2016 VIRUS

EN ISO 21420:2020 ochranné rukavice	Rukavice splňují požadavky podle normy EN ISO 21420:2020.	
-------------------------------------	---	--

EN 455 lékařské rukavice	Rukavice splňují požadavky norem EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3 a EN 455-4 Síla přetržení >9N	EN 455
EN 455-1:2000 bez otvorů	Rukavice mají AQL < 1,5, pokud jde o test zadržování vody (kontrola vzorků podle normy ISO 2859-1, obecná úroveň kontroly I).	AQL 1.5

ISO 18889:2019 Používání pesticidů	nelze použít	
------------------------------------	--------------	--