



Diabetes v novém světle

ContourTM plus ONE[»]

Chytrý systém
monitoringu krevního cukru



Podívejte se na své naměřené výsledky v novém světle

Funkce přístroje CONTOUR™ PLUS ONE:

- **Pozoruhodně přesné měření**

Můžete si být jisti, že dostanete přesné výsledky.

Norma povoluje odchylku přesnosti
 $\pm 0,83$ mmol/l nebo ± 15 %.*

Přístroj CONTOUR™ PLUS ONE vykazuje přesnost
 $\pm 0,47$ mmol/l nebo $\pm 8,4$ % v celém měřicím rozsahu.

- **Funkce smartLIGHT™**

Světelná signalizace poskytne okamžitou zpětnou
vazbu na základě změřené hladiny glukózy v krvi.

Žlutá = nad cílovým rozmezím

Zelená = v limitu rozmezí

Červená = pod cílovým rozmezím

Jednoduchá interpretace měření jedním pohledem.

- **Měření Second-Chance™**

Možnost druhého nasátí vzorku krve do stejného
testovacího proužku do 60 vteřin. Glukometr
CONTOUR™ PLUS ONE používá testovací proužky
CONTOUR™ PLUS.



Žlutá
nad cílovým
rozmezím



Zelená
v limitu
rozmezí



Červená
pod cílovým
rozmezím



PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.

Novodvorská 1800/136
142 00 Praha 4

Zelená linka: 800 111 077
www.promedica-praha.cz
www.contourplusone.cz

* Norma ISO 15197:2013 stanovuje odchylku přesnosti v rozsahu $\pm 0,83$ mmol/l u koncentrací glukózy $< 5,55$ mmol/l nebo ± 15 % u koncentrací glukózy $\geq 5,55$ mmol/l.

¹ Bailey T. a kol. Přesnost a posouzení uživatelských funkcí vyvíjeného nového monitorovacího systému na měření glukózy z krevní plazmy pro použití s testovacími proužky CONTOUR™ PLUS. Poster prezentovaný na 15. výročním setkání společnosti Diabetes Technology Society (DTS); 22.-24. října 2015; Bethesda, Maryland, USA.